

תרכיב כולרה אוטוגני

תרכיב מומת באמולסיה שומנית המיועד להקנות חסינות נגד מחלת הכולירה

מכיל: חיידקי פסטורלה שבודדו
מהמשק ומיועד למשק זה בלבד.



תרכיב מומת לשימוש וטרינרי בלבד

הוראות שימוש:

- שמור התרכיב במקום אפל ובקיור (2°C-8°C) עד מועד ההזרקה.
- השימוש בתרכיב על פי הוראות הרופא הוטרינר המטפל.
- השתמש בתרכיב לחיסון להקות בריאות בלבד.
- מערכת ההזרקה צריכה להיות נקייה ומעוקרת.
- יש להביא את בקבוקי התרכיב לטמפ' 25°C-35°C ולנער היטב לפני השימוש.
- את החיסון הראשון רצוי לתת בגיל 4-6 שבועות.
- חיסון חוזר (דחף) יבוצע 3-4 שבועות לאחר החיסון הראשון.
- הזרק מנה אחת של 0.5 סמ"ק בהזרקה תת עורית בבסיס הצוואר, בין הכנפיים הרחק מעמוד השדרה.
- השמד שאריות התרכיב.

תופעות לוואי:

במקום ההזרקה תיתכן תגובה מקומית הנעלמת עם הזמן.

אזהרות:

- אין להזריק התרכיב לשריר או בקרבת הראש.
- בהעדר מידע אחר אין להזריק התרכיב בתקופת ההטלה.

אסור להקפיא התרכיב.

- על מבצע ההזרקה לנקוט אמצעי זהירות מתאימים בעת ביצוע ההזרקה.

• במקרה של הזרקה עצמית יש לפנות לטיפול רפואי.

התרכיב נבחן ונבדק בטרם הוצא לשוק ועומד בדרישות התקן. מכיוון שאין בידינו אמצעים לפקח על תנאי החזקתו מחוץ למעבדותינו ומאחר שדרכי השימוש ומצב העופות הם לא בשליטתנו, אין אנו אחראים לתוצאות השימוש בו.

תרכיב זה הוכן בהתאם לרשיון משרד החקלאות, השירותים הוטרינריים.

יצרן:

אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ.

משווק:

פיברו ישראל, רח' המלאכה 3
אזור תעשייה מערבי, בית שמש.
טלפון: 073-2700322,
פקס: 073-2700422

בתוקף:
מנות:
סמ"ק:
אצורה:
זן ותאריך בידוד:
משק: