

הרכב:

חומר פעיל:

סלמנולה אנטיטידיס חיידק חי מוחלש, לפחות 1×10^8 CFU/dose לעוף.

חומר לא פעיל:

Trehalose dehydrate 0.75mg/dose

תרכיב חי מוחלש של סלמנולה אנטיטידיס מיועד להקניית הגנה מוקדמת מפני חשיפת שדה של סלמנולוסיס

בתרנגולות.

מכיל חיידקי סלמנולה אנטיטידיס מוחלשים מזן Sm24/Rif12/Ssq.

זן הסלמנולה שבתרכיב נמצא בטווח השימוש בתרנגולות החל מגיל יום. החיידק שבתרכיב מסוגל לשרוד במעיים

ובסביבת הלול לתקופה של כ-4 שבועות בלבד.

התרכיב בטווח השימוש בתרנגולות ונבדק לבטיחות גם בתרנגולי הודו.

הוראות שימוש:

1. השימוש בתרכיב על פי הנחיות הרופא המטפל.
2. התרכיב מיועד לשימוש בתרנגולות רבייה והטלה.
3. את החיסון הראשון רצוי לתת בגיל יום. חיסון חוזר (דחף) 6 שבועות לאחר החיסון הראשון.
4. דרך מתן התרכיב במי שתייה.
5. באפרוחים בגיל יום חשוב להקפיד על מתן התרכיב ישר לשוקת או לכלי שתייה יעודיים.
6. יש לבצע ניטרול של הכלור במים לפני מיהול התרכיב או להשתמש במים מורתחים וקרים.
7. יש להשתמש במספר מנות תרכיב התואם את מספר העופות על פי מנה לעוף.

הוראות הבנת התרכיב:

1. מהל את התרכיב במי שתייה נטולי כלור או שעברו ניטרול כלור.
2. יש להצמיא את העופות כשעתיים לפני מתן החיסון.
3. לפני הוספת התרכיב למיכל המי שתייה יש לנטרל את הכלור ע"י הוספת: מנטרל כלור מסחרי עפ"י המינון המומלץ או ע"י הוספת חלב רזה ביחס של 50 מ"ל/ליטר מים.
4. כמות מי השתייה המכילה תרכיב צריכה להיות 1/5 מכמות השתייה היומית.
5. יש לספק מים עם תרכיב בכמות שתספיק ל 2-3 שעות שתייה בלבד.

זמן הסתנה: 6 שבועות מהחיסון האחרון.

אחסנה:

- יש לשמור את התרכיב במקרר בטמפרטורה של $+2^{\circ}\text{C}$ - $+8^{\circ}\text{C}$.
- יש למנוע חשיפה ישירה לשמש וחום.

אזהרות:

- יש להשתמש בתרכיב בלהקות בריאות בלבד.
 - 1. בהעדר מידע אחר אין לתת את התרכיב בתקופת ההטלה.
 - 2. אין להשתמש בתרכיב שנשאר ויש להשמיד כל שארית.
 - 3. על מבצע החיסון לנקוט באמצעי זהירות מתאימים בעת ביצוע החיסון: יש להימנע ממגע ישיר עם החומר ולהשתמש בכפפות חד פעמיות, שטוף וחטא את הידיים היטב לאחר השימוש בתרכיב המהול.
 - 4. הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - 5. אין לטפל בתכשירי חיטוי למים או אנטיביוטיקה לפחות 3 ימים לפני מתן החיסון.
- אריזה:** התרכיב ארוז בבקבוקוני זכוכית Type I ומשווק באריזות של 500, 1000, 2000 או 5000 מנות לבקבוקון.

הערה:

התרכיב נבחן ונבדק בטרם הוצא לשוק ועומד בכל דרישות התקן. מכיוון שאין בידינו אמצעים לפקח על תנאי החזקתו מחוץ למעבדותינו, ומאחר שדרכי השימוש ומצב העופות הם לא בשליטתנו, אין אנו אחראים לתוצאות השימוש בו.

תרכיב זה הוכן בהתאם לרישיון משרד החקלאות, השירותים הוטרינריים.

היצרן: אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ. רח' המלאכה 3 א.ת. מערבי בית שמש

שימוש וטרינרי בלבד.

לעוף זה נבדק ואושר ע"י השירותים הוטרינריים בתאריך: 12.2018

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הוטרינריים הינו: 02-279-01-1