

טאביק-גמבורו Tabic M.B.

תרכיב גמבורו זן M.B (גמבט) תרכיב חי בטבליה

תכונות:

טבליות תרכיב המכילות נגיף חי מוחלש של גמבורו זן M.B (גמבט), מיוצר בביצי SPF. ארזות בבליסטר אטום.

התוויות:

חיסון בתרכיב חי נגד מחלת הגמבורו מזנים אלימים בתרנגולות.

מינון והגשה:

בהתאם להוראות הרופא הוטרנר.

מתן תרכיבים במי שתייה:

- יש להשתמש במערכות שתייה נקיות ותקינות.
- במערכות מים עם שוקתות יש להקפיד על צנרת ושוקתות נקיות וחופשיות מחומר אורגני ולכלוך.
- במערכות מים עם טיפניות יש להקפיד על ניקוי הצנרת והטיפניות באמצעות אקואקלין או חומץ (בריכוז סופי של 0.8%-0.5%) או חומצה ציטרית במינון של 200-300 גרם לכל 1000 ליטר. את ניקוי המערכת יש לבצע מספר ימים לפני ביצוע החיסון.
- לפני הוספת התרכיב, יש לבצע נטרול של הכלור הנותר במים באמצעות מנטרל כלור מסחרי על פי המינון המומלץ או להוסיף חלב רזה למיכל המים לפי 1 ליטר חלב לכל 40-50 ליטר מים לחיסון.
- אין לבצע חיטוי בחומרי חיטוי של מערכות השתייה והמים לפני מתן חיסונים בדרך זו. שימוש בתכשירי חיטוי למערכות שתייה על בסיס אמוניום רבעוני עלולים לפגום ביעילות התרכיבים החיים הניתנים דרך מערכות השתייה.
- אין לספק מים ממקור אחר בעת החיסון.
- ניתן להצמיא את העופות כשעה עד שעתיים לפני מתן החיסון, על פי המלצת הרופא הוטרנר.

כמויות מיהול מומלצות:

את כמויות המים לחיסון התרנגולות דרך מערכות השתייה יש לחשב על פי גיל, סוג העוף ותנאי מזג האוויר. רצוי למהול את מספר המנות הנדרשות לחיסון העופות במבנה בכמות קטנה של מים מעוקרים וקרים ואת התמיסה המרוכזת יש להוסיף למיכל או למערכת השתייה על פי חישוב של 1/5 מכמות המים היומית.

יש לספק מים עם תרכיב בכמות שתספיק ל 2-3 שעות שתייה בלבד.

אזהרות:

יש לחסן להקות בריאות בלבד
אין לחסן אפרוחים מתחת לגיל 10 ימים אלא בהמלצת הרופא המטפל
יש להשתמש במנה מלאה לעוף

הערה:

התרכיב נבחן ונבדק בטרם הוצא לשוק ועומד בכל דרישות התקן. מכיוון שאין בידנו אמצעים לפקח על תנאי החזקתו מחוץ למעבדותינו, ומאחר שדרכי השימוש ומצב העופות הם לא בשליטתנו, אין אנו אחראים לתוצאות השימוש בו.

תרכיב זה הוכן בהתאם לרישיון משרד החקלאות, השירותים הוטרנריים.

אריזה:

טבליות סטריליות ארזות בבליסטר אלומיניום אטום.
טבליות המכילות: 1000, 2000, 2500, 5000 או 10,000 מנות חיסון לטבליה.

אחסנה:

בקירור בטמפרטורה של 2°C-8°C.

יצרן: אביק מעבדות ביולוגיות בע"מ
משווק: פיברו ישראל, רח' המלאכה 3
אזור תעשייה מערב, בית שמש.

טלפון: 073-2700322,

פקס: 073-2700422

8203-1-01/03